



2-X 사양

부품번호: IV2SWBK1

버전: 1.0

성능	
내부 용량	59 μ L
불용 용량	없음
포트 간 전환 시간	3 ms
기계적	
무게	36 g
치수	56.4 x 46 x 11 mm
접착 재료	PEEK, EPDM 또는 FFKM(요청 시)
채널 직경	1.2 mm
피팅	$\frac{1}{4}$ -28(1/16" 외경) 플랜지 없는 플랫폼 페룰
최대 압력	-1~2 bar
작동 온도	0~50°C(32~122°F)
기체 적합성	중성 및 부식성 가스에 대한 내성
액체 적합성	중성 및 부식성 액체에 대한 내성
전기적	
전원 공급	24 VDC
포트 통신	RJ45
소프트웨어 제어	OxyGEN, SDK