



## L-X 规格

零件号: IVLSW1

版本: 1.0

### 产品性能

内部体积	660 $\mu$ L
死区体积	无
开关时间	100 ms

### 机械

尺寸	7 x 9 x 15 cm
重量	475 g
最大压力	7 mbar (100 psi)
配件	无法兰 (1/16"外径)
气体相容性	干燥无油气体、空气、任何非腐蚀性或非爆炸性气体
液体相容性	水溶剂、油、有机溶剂、生物样品
浸湿材料	PEEK

### 电气

端口通信	RJ45
电源	RJ45
软件控制	OxyGen 或 SDK