



## L-X Spezifikationen

P/N: IVLSW1

Version : 1.0

Leistung	
Internes Volumen	660 nL
Totes Volumen	Keine
Umschaltzeit	100 ms
Mechanisch	
Maße	7x9x15 cm
Gewicht	475 g
Maximaler Druck	7 bar (100 psi)
Verschraubungen	Flanschlos (1/16" OD)
Gas-Kompatibilität	Trockenes, ölfreies Gas, Luft, jedes nicht korrosives oder nicht explosives Gas
Kompatibilität mit Flüssigkeiten	Wässrige Lösungsmittel, Öl, organische Lösungsmittel, biologische Proben
Benetzte Materialien	PEEK
Elektrisch	
Anschluss Kommunikation	RJ45
Stromzufuhr	RJ45
Software-Steuerung	OxyGen oder SDK