



## RX Spezifikationen

P/N: ISRX21

Version : 1.0

Leistung	
Minimaler Druck	500 mbar
Maximaler Druck	2500 mbar
Freier Durchfluss (Durchflussmenge bei 0 mbar Ausgang)	5,6 l/min
Durchflussmenge bei 2000 mbar	0,8 l/min
Mechanisch	
Maße	106 x 96,5 x 61,5 mm
Gewicht	823 g
Luftqualität*	Getrocknet und gefiltert
Elektrisch	
Stromspannung	24 V
Maximaler Strom	800 mA
Maximale Leistungsaufnahme	19 W

\* Der RX hat eine eingebaute Trocknungskomponente, die die Luftfeuchtigkeit reduziert, um Kondensation zu verhindern. Diese Komponente ist für den Betrieb bei Raumtemperatur ausgelegt. Für detailliertere Informationen zu den Luftzufuhrbedingungen Ihrer Einrichtung kontaktieren Sie uns bitte.