



RX 사양

부품 번호: ISRX21

버전: 1.0

| 성능 | |
|---------------------------|----------------------|
| 최소 압력 | 500 mbar |
| 최대 압력 | 2500 mbar |
| 자유 유량 (0 mbar 출력에서 유량) | 5.6 L/min |
| 2000 mbar 에서 유량 | 0.8 L/min |
| 기계적 | |
| 치수 | 106 x 96.5 x 61.5 mm |
| 무게 | 823 g |
| 공기 품질* | 건조 및 필터링됨 |
| 전기적 | |
| 전원 전압 | 24 V |
| 최대 전류 | 800 mA |
| 최대 전력 소비 | 19 W |

*RX 에는 내장된 건조 구성 요소가 있어 공급 공기의 습기를 줄여 응축수를 방지합니다. 이 구성 요소는 실온에서 작동하도록 설계되었습니다. 설치의 공기 공급 조건에 대한 자세한 정보는 당사에 문의해 주십시오.